



USO DE DESFIBRILADOR

1

Presione el botón **verde de encendido**.



2

Tire de la lengüeta verde y **saque los parches**.



3

Despeje el **área del pecho de la víctima**, retire la ropa y rasure si es necesario (accesorios en el estuche).



4

Conecte los parches **bajo la clavícula derecha y bajo la mama izquierda**.



5

Detenga la RCP (Reanimación Cardio-Pulmonar) y asegúrese que nadie toque al paciente para que el DEA pueda **iniciar el análisis**.



6

Siga instrucciones del DEA

- Si recomienda **NO aplicar descarga**, continúe con el RCP por dos minutos. Posteriormente el DEA realizará una **nueva evaluación**.
- Si recomienda **dar descarga**, se encenderá el **botón con forma de corazón y rayo**, para ello, aléjese del paciente a la cuenta de 1, 2, 3. Presione el botón de descarga Naranja, **luego continúe RCP. Mantenga la operación hasta la llegada del personal de salud.**



Más información en www.ddper.uct.cl

- Cápsula Uso de desfibrilador.mp4
- Mapas de ubicación de desfibriladores